



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-16/23

Zakopane, 2023-10-25

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę maceratorów (3szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie maceratora o wymiarach 500 mm sz. x 600 mm głęb x 1042 mm wys. Nieznaczna różnica w wielkości nie ma żadnego wpływu na usytuowanie w pomieszczeniu i nie powinna mieć wpływu dla Zamawiającego.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie wyższym załadunku 97,5 cm? Różnica nie wpływa na wygodę pracy z maceratorem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, umieszczonym w obrębie urządzenia. Jego umiejscowienie z tylnej strony w sposób naturalny chroni przed kontaktem fizycznym, nadto samo tworzywo jest wystarczająco odporne na uszkodzenia nawet przy ewentualnym uderzeniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o dopuszczenie maceratora o mocy silnika 750 W. Silnik ten zapewnia bardzo drobną macerację i jest wystarczający do maceracji aż do 6 naczyń na cykl, w przeciwieństwie do urządzeń o mniejszej mocy. Co więcej, słabszy silnik często okazuje się niewystarczający do przeprowadzenia pełnej maceracji, co może skutkować częstym zablokowaniem odpływu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej (która jest trwalsza i łatwiejsza w utrzymaniu czystości) oraz o pokrywie z tworzywa antybakteryjnego, które powstrzymuje namnażanie się mikroorganizmów.

Odp.: Zgodnie z OPZ.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania równoważną powłokę antybakteryjną z technologią MicrobeSafe, przetestowaną pod kątem ISO 22196:2011 - dożywnia ochrona przez rozwojem bakterii, znajdującą się na pokrywie urządzenia? Z naszego doświadczenia wynika że pokrywa antybakteryjna kluczowa jest właśnie na pokrywie urządzenia a nie na przedniej obudowie.

Odp.: Zgodnie z OPZ.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o automatycznym, bezawaryjnym otwieraniu i zamykaniu oraz sterowaniu w oparciu o czujniki podczerwieni - oferowane przez nas urządzenie jest w pełni bezdotykowe.

Odp.: Zgodnie z OPZ.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia pozbawionego czujnika prędkości wirnika, jego zadania realizują czujniki błędów.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie 2:

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o otworach 10mm, które uniemożliwiają przedostanie się z komory zbyt dużych elementów, a zarazem zapewniają odprowadzenie wody.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zużyciu wody wynoszącym 28,44 l na cykl, co gwarantuje dokładne spłukanie komory.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby macerator posiadał min 9 noży tnąco-rozrywających?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o uszczelce zlokalizowanej w górnej obudowie, w obręczy pokrywy, poprzez domknięcie do której następuje zamknięcie urządzenia. Kłapa wraz z górną pokrywą urządzenia stanowi jeden podzespół urządzenia.

Odp.: Zgodnie z OPZ.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**